

Technical literature is available at: www.mesgenbio.com. E-mail MesGen Technical Services if you have questions on use of this system: tech@mesgenbio.com

MESGEN[™]
INNOVATION BIOTECHNOLOGY

产品简介

本试剂盒用于从各种植物中提取纯化高品质总RNA，也适用于真菌菌丝RNA的提取。试剂盒采用一系列裂解液裂解植物组织、细胞，抑制RNA酶，释放RNA，优化了结合条件，使硅胶膜高效吸附RNA，多次漂洗去除DNA、蛋白质及其他杂质，最后经低盐溶液洗脱得到RNA。同时我们在常规胍盐的基础上进行了改进，添加了一些对多糖多酚类物质结合力很强的成分，像Plantaid可以高效结合多糖多酚，然后在离心的过程中去除。本试剂盒提取RNA纯度高，几乎无DNA残留。提取的RNA可用于Northern Blot、Dot Blot、RT-PCR和体外翻译等实验。

试剂盒组成

Component	MPK5205-50T	MPK5205-100T	MPK5205-250T
Solution RL	52ml	104ml	260ml
Plantaid	5.2ml	10.5ml	26ml
DNase I (1U/μl)	1.05ml	2.1ml	5.3ml
RNase-Free Water	5.1ml	2×5.1ml	5×5.1ml
10×Reaction Buffer	420μl	850μl	2.05ml
DNA Wash Buffer	12ml(add 48ml ethanol)	24ml(add 96ml ethanol)	60ml(add 240ml ethanol)
RNase-Free Water	10ml	20ml	25ml
吸附柱	50	100	250
收集管	50	100	250

注意事项

1. 使用无RNase的塑料制品和枪头，避免交叉污染；配制溶液应使用无RNase的水；操作人员戴一次性口罩和手套；玻璃器皿应在使用前于180°C高温下干烤4小时，塑料器皿可在0.5 M NaOH中浸泡10分钟，用水彻底冲洗后高压灭菌。
2. 提取的样品避免反复冻融，否则影响RNA提取的量和质量。
3. Solution RL在使用前请加入1%(w/v) β-巯基乙醇，加入β-巯基乙醇的Solution RL 2-8°C保存。
4. 第一次使用前应按照试剂瓶标签的说明先在DNA Wash Buffer中加入无水乙醇。
5. Solution RL如果产生沉淀，请加热使其溶解后室温放置。

操作方法

1. 50-100mg 植物组织在液氮中迅速研磨成粉末，然后转移到一个 1.5ml 离心管 (RNase-free) 中加入 1ml Solution RL (使用前检查是否加入 β-巯基乙醇) 以及 100μl Plantaid。涡旋振荡使其充分裂解。
注意：56°C 孵育 1-3 分钟有助于组织的裂解，但是淀粉含量高的植物不要进行高温孵育。
2. 12,000 rpm (~13,400×g) 离心 2 分钟，小心将上清液转移到一个新的 1.5ml 离心管 (RNase-free) 中。
3. 在步骤 2 所得的裂解液中加入 0.5 倍体积的无水乙醇，迅速混匀。

注意：加入乙醇后可能会产生沉淀，但不影响后续试验。

4. 将上步得到的溶液转移到已装入收集管的吸附柱中,若一次不能将全部溶液加入吸附柱中,请分几次转入; 12,000 rpm 离心 15 秒, 弃掉废液, 将吸附柱重新放回收集管中。
5. 向吸附柱中加入 500 μ l **DNA Wash Buffer** (使用前检查是否加入无水乙醇), 12,000 rpm 离心 1 分钟, 弃废液, 将吸附柱重新放回收集管中。
6. 取 52 μ l **RNase-Free Water**, 向其中加入 8 μ l **10 \times Reaction Buffer** 和 20 μ l **DNase I** (1 U/ μ l), 混匀, 配制成终体积为 80 μ l 的反应液。
7. 向吸附柱中直接加入 80 μ l **DNase I 混合液**, 20-30 $^{\circ}$ C 孵育 15 分钟。
8. 向吸附柱中加入 500 μ l **DNA Wash Buffer** (使用前检查是否加入无水乙醇), 12,000 rpm 离心 1 分钟, 弃废液。
9. 将吸附柱放回收集管中, 12,000 rpm 离心 1 分钟, 将吸附柱置于室温数分钟, 以晾干吸附柱中无水乙醇。
注意：这一步的目的是将吸附柱中残余乙醇去除, 乙醇残留会影响后续的酶促反应(酶切、PCR 等)。
10. 将吸附柱装入新的离心管中, 向吸附膜的中间加入 30-50 μ l **RNase-Free Water**, 室温放置 1 分钟, 12,000 rpm 离心 1 分钟, 得到的 RNA 溶液保存在 -70 $^{\circ}$ C, 防止降解。

注意：

- 1) **RNase-Free Water** 体积不应小于 30 μ l, 体积过小影响回收率。
- 2) 如果要提高 RNA 的产量, 可用 30-50 μ l 新的 **RNase-Free Water** 重复步骤 10。
- 3) 如果要提高 RNA 浓度, 可将得到的溶液重新加入到吸附柱中, 重复步骤 10。

储存条件

RNase-Free Water, 加入 β -巯基乙醇的**Solution RL** 2-8 $^{\circ}$ C保存; **DNase I** -20 $^{\circ}$ C保存; 其他组分室温 (15-30 $^{\circ}$ C);

仅供科学研究, 不得用于临床治疗