

dNTP Mix (10mM each)

MESGEN
INNOVATION BIOTECHNOLOGY

产品编号: MDT0100

批号: Refer to Vial

产品包装: 5*1ml

产品简介

本产品是dATP、dGTP、dCTP、dTTP的等摩尔数混合物 (各10mM), 可与所有的耐热聚合酶配套使用。dNTP纯度均达到98%以上。

使用方法

dNTP (10 mM each)可直接使用, 或用调节至中性 (PH7.5 左右) 的无菌超纯水稀释至适当浓度使用。可用于PCR反应、Real-time PCR、DNA序列测定、分子标记、cDNA合成等。

保存温度

本制品可以于-20°C长期保存; 避免反复冻融。



For Laboratory Use