

## 产品检验报告单

产品名称：DMEM 高糖细胞培养基  
产品货号：MG4905-S  
生产单位：上海迈基生物技术有限公司  
生产日期：2022.07.23  
生产批号：MSDM2208X  
批号数量：130 瓶

项目	指标	检验结果
外观	红色液体	合格
pH 值范围	7.2 - 7.4	7.39
需氧菌生长 (划板法)	无菌落	无菌落
厌氧菌生长 (划板法)	无菌落	无菌落
支原体 (荧光染色法)	无	无
渗透压 (冰点渗透压仪)	315-350	345
总体评定	合格 / 不合格	合格

其他备注：

第一道 0.45 微米过滤柱完整性测试 (气泡点测试)：通过 (>0.23MPa)

第二道 0.1 微米过滤柱完整性测试 (气泡点测试)：通过 (>0.45MPa)

第三道 0.1 微米过滤柱完整性测试 (气泡点测试)：通过 (>0.45MPa)

检测日期：2022.07.25

检测人：Zmckee

质检章：

